



## SEPTOQUAT AM MD

Πυκνό διάλυμα ελεύθερο αλδεϋδών για την απολύμανση και καθαρισμό επεμβατικών και μη επεμβατικών εργαλείων, ενδοσκοπίων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το Septoquat AM MD είναι επίσης κατάλληλο και για χρήση σε συσκευές υπερήχων.

Το Septoquat AM MD έχει ως δραστικές ουσίες έναν συνδυασμό αλκυλαμινών, τεταρτοταγών αλάτων αμμωνίου και επιφανειοδραστικών ουσιών. Είναι ελεύθερο αλδεϋδών, φαινόλων και χλωρίου.

Σε σχετικά χαμηλές αραιώσεις, το διάλυμα έχει ένα μεγάλο φάσμα δράσης: **Βακτηριοκτόνο, Μυκητοκτόνο, Φυματιοκτόνο και Ιοκτόνο**. Το οργανικό φορτίο, δεν επηρεάζει την δραστικότητα του έτοιμου για χρήση προϊόντος. Το Septoquat AM MD έχει πολύ ισχυρές καθαριστικές ιδιότητες. Αποτρέπει τη δημιουργία biofilm στην επιφάνεια των εργαλείων.

Το Septoquat AM MD έχει εξαιρετική συμβατότητα με τα υλικά των εργαλείων, και εξαιρετικά σπάνιες πιθανότητες εμφάνισης αλλεργιών κατά τη χρήση.



Συσκευασία των 1000ml & 5Lt



Συσκευασία των 1000ml

## QUARTYSEPT

Έτοιμο προς χρήση, Αλκοολούχο απολυμαντικό για τη γρήγορη απολύμανση επιφανειών, επεμβατικών και μη επεμβατικών εργαλείων και Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Το Quartysept είναι έτοιμο προς χρήση, ελεύθερο από αλδεϋδες, φαινόλες.

Είναι ένας ισορροπημένος συνδυασμός αλκοολών και τεταρτοταγών ενώσεων αμμωνίου που επιτυγχάνει γρήγορη και ασφαλή απολύμανση. Τα ενεργά του συστατικά είναι βιοδιασπώμενα. Δεν βλάπτει τις επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στην αλκοόλη και είναι συμβατό με πολλά υλικά. Το προϊόν δεν έχει καμία επίδραση ερεθισμού ακόμα και μετά από επανειλημμένη χρήση.

## ZHIVASEPT RAPID

Έτοιμο προς χρήση, Αλκοολούχο απολυμαντικό για τη γρήγορη απολύμανση επιφανειών, επεμβατικών και μη επεμβατικών εργαλείων και Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Το Zhivasept Rapid MD είναι έτοιμο προς χρήση, ελεύθερο από αλδεϋδες, φαινόλες και τεταρτοταγών ενώσεων αμμωνίου. Είναι ένας ισορροπημένος συνδυασμός αλκοολών που επιτυγχάνει γρήγορη και ασφαλή απολύμανση. Τα ενεργά του συστατικά είναι βιοδιασπώμενα.

Το παρασκεύασμα δεν βλάπτει τις επιφάνειες ανθεκτικές στην αλκοόλη και είναι συμβατό με διαφορετικά υλικά. Το προϊόν δεν έχει καμία επίδραση ερεθισμού ακόμα και μετά από επανειλημμένη χρήση.



Συσκευασία των 1000ml



Συσκευασία των 1000ml & 5Lt

## ENZYDIP

Πυκνό ενζυματικό διάλυμα για τον καθαρισμό των ιατρικών εργαλείων και ενδοσκοπίων πριν την απολύμανση και την αποστείρωση.

Το EnzyDip-3 σχεδιάστηκε ειδικά για τον χειρωνακτικό καθαρισμό των ιατρικών οργάνων, χειρουργικών και οδοντιατρικών εργαλείων και ενδοσκοπίων πριν την απολύμανση ή την αποστείρωση.

Το EnzyDip-3 έχει πολύ καλές καθαριστικές ιδιότητες λόγω του συνδυασμού των επιφανειοδραστικών ουσιών και των ενζύμων (amylase, protease and lipase). Είναι χαμηλού αφρισμού, εύκολο στο ξέπλυμα και συμβατό με διάφορα υλικά όπως πολυβινυλοχλωρίδιο, καουτσούκ, πλαστικό, ανοξείδωτο χάλυβα, κράματα αλουμινίου, μη σιδηρούχων μετάλλων και κεραμικών.

FBServices Μ.ΕΠΕ, Ραβινέ 11-13 115 21, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: +30 216 800 1254

email: [office@fb services.gr](mailto:office@fb services.gr) web: [www.fb services.gr](http://www.fb services.gr)

Χρησιμοποιείτε τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα με ασφάλεια. Διαβάζετε πάντα τις οδηγίες χρήσης



## GLUTASEPT S

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ –ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το Glutasept S είναι ένα υψηλού βαθμού απολυμαντικό με βάση τη Γλουταραλδεΐδη και προορίζεται για:

- Απολύμανση επεμβατικών, μη επεμβατικών ιατρικών εργαλείων, οδοντιατρικών εργαλείων καθώς και ιατροτεχνολογικών οργάνων.
- Υψηλού βαθμού ψυχρή αποστείρωση ιατρικών εργαλείων, θερμομεισθητων υλικών, υλικών αναισθησίας, εύκαμπτων και άκαμπτων ενδοσκοπίων.
- Είναι Βακτηριοκτόνο,Μυκητοκτόνο,Φυματιοκτόνο και Ιοκτόνο.

Είναι συμβατό με διάφορα υλικά-μέταλλα (Αλουμίνιο, ανοξείδωτο ασάλι, χαλκό, ορείχαλκο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και χρωμιωμένο μεταλλικό ορείχαλκο), Συνθετικά υλικά (PVC, polypropylene, polyethylene), λάστιχο και πλαστικό.



Συσκευασία των 5Lt



Συσκευασία των 1000ml & 5Lt

## SEPTOQUAT AM

Πυκνό διάλυμα, ελεύθερο αλδεϋδών, για τον καθαρισμό και απολύμανση επιφανειών.

Το SEPTOQUAT AM χρησιμοποιείται κυρίως για την απολύμανση και τον καθαρισμό των πλεονόμενων επιφανειών (πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, κεραμικό, μωσαϊκό, τερακότα κλπ) και αντικειμένων σε νοσοκομεία, χώρους υγείας καθώς και κοινόχρηστους χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση και τον καθαρισμό επιφανειών και εξοπλισμού σε χώρους επεξεργασίας, τροφίμων, καταστήματα τροφίμων.

Είναι **Βακτηριοκτόνο,Μυκητοκτόνο,Φυματιοκτόνο και Ιοκτόνο**.

Περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες και είναι συμβατό με διάφορα μέταλλα, τα οποία μπορούν να απολυμανθούν επανειλημμένως χωρίς να προκληθεί ζημιά. Τα ενεργά συστατικά του προϊόντος είναι βιοδιασπώμενα.

## CHLORASEPT

Το Chlorasept 2% CHG είναι ένα προϊόν (έτοιμο προς χρήση), για απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων με βάση την ισοπροπυλική αλκοόλη και χλωρεξιδίνη.

Η συνδυαστική δράση και η υψηλή αποτελεσματικότητα της ισοπροπυλικής αλκοόλης και της χλωρεξιδίνης προσδίδουν στο ευρύ φάσμα (**βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο και ιοκτόνο**) και μεγάλη υπολειμματική δράση συμβάλλοντας στην μείωση και πρόληψη των λοιμώξεων.

Το Chlorasept 2% CHG είναι ιδανικό για την απολύμανση κεντρικών καθετήρων (π.χ.μονού ή πολλών αυλών, Swan-Ganz κλπ), περιφερικών καθετήρων, εμφυτεύσιμων καθετήρων (π.χ. Hickman , Broniac, Grohong, Quinton), ολικά εμφυτεύσιμων ενδοαγγειακών συσκευών (ports), σημείων σύνδεσης καθετήρων και συσκευών έγχυσης (Hub), συστημάτων παρακολούθησης πίεσης (σε σύνδεση με τους αρτηριακούς καθετήρες), στηθοσκοπίων και οποιουδήποτε άλλου ιατροτεχνολογικού προϊόντος είναι ανθεκτικό στην αλκοόλη.



Συσκευασία των 250ml